

Bruksanvisning

Satisfyer men – nøytralt glidemiddel

Satisfyer men-glidemidlene

Satisfyer men-glidemidlene er farmasøytiske produkter beregnet på bruk på huden. De er laget uten bruk av olje og fett og overbeviser med utvalgte råvarer, kontrollerte produksjonsprosesser og omfattende testing. Glidemidlene har testet positivt på toleranse overfor hud og slimhinner og kondomer tåler beviselig glidemidlene.

Alle glidemidlene i satisfyer men-serien oppfyller de strenge kravene i

EØS-direktiv 93/42 som gjelder farmasøytiske produkter, samt den tyske loven om farmasøytiske produkter.

Satisfyer men-glidemidlene er vannbaserte. Det betyr at de er enkle å vaske av med vann uten at rester blir værende igjen og at de ikke gir noen klebrig følelse mot huden. De er ideelt egnet for bruk sammen med alle satisfyer men-produkter, men kan også brukes sammen med allslags andre leker eller under samleie.

Slik virker glidemidlene

Glidemidlene gjør bruken sammen med din satisfyer men enkel og jevn. De virker som et smørestoff, noe som gjør at du raskt kan trenge inn i den myke omsluttende delen og nyte bruken sammen med leketøy ditt. Glidemidlet sørger for en realistisk følelse og intens glideevne. Det er laget uten bruk av farger og smaksstoffer, noe som gir en naturlig nytelse.



Bruk av satisfyer men-glidemidlene

Den praktiske lille flasken gjør det enkelt å porsjonere ut glidemiddel. Ta en mengde glidemiddel på størrelse med en peanøtt på din penis og littgrann glidemiddel også på leketøy ditt. Fordel glidemidlet jevnt ut over overflaten på din erigerte penis og la den gli mykt inn i masturbatoren.

Også under samleie må du bruke tilstrekkelig glidemiddel på kroppsdelen eller på kondomet som er rullet nedover den oppreiste penis og fordel midlet med fingrene. Det anbefales å vaske hendene grundig før og etter bruk.

Når du bruker kondom, er det viktig å følge instruksjonene i bruksanvisningen for kondomet.



Fjerning av satisfyer men-glidemidlene

Glidemidlene i satisfyer men-serien kan vaskes helt av med vann, både fra hud, slimhinner og leketøy. Av hygieniske årsaker bør du før og hver bruk gjøre leketøy rent. Satisfyer men disinfectant spray er perfekt egnet til det.

Andre råd ang. bruk under samleie

Prevensjon og beskyttelse mot infeksjoner

Satisfyer-glidemidlene er ikke prevensjonsmidler, inneholder ikke midler som dreper sædceller og gir ikke noen beskyttelse mot infeksjoner.

Dersom dere ønsker å få barn

Gyneologer anbefaler at du bare bruker sparsomt med glidemidler dersom du vil ha barn eller for sikkerhets skyld kutter helt ut å bruke glidemidler, ettersom de kan gjøre det vanskeligere å få barn.

Andre opplysninger ang. intoleranse

Når en er på utkikk etter stoffer som kan gi intoleranse, f.eks. allergifremkallende stoffer, bør en skaffe seg informasjon før bruk gjennom merking av produktet under «Ingredients (INCI)». Skulle huden bli irritert, så fjern produktet som beskrevet og rådfør deg evt. med en lege.



Innholdsstoffer

Vann, glyserin, hydroksyetylcellulose, fenoksyetanol, allantoin, benzosyre

Produsent



Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Tyskland



CE 0197