

Mode d'emploi

Satisfyer Men – Lubrifiant Neutral

Les lubrifiants Satisfyer Men

Les lubrifiants Satisfyer Men sont des dispositifs médicaux s'utilisant sur la peau. Leur formule est exempte d'huile et non grasse, ils sont composés avec des matières premières sélectionnées, leur processus de fabrication est contrôlé et ils font l'objet de tests complets. Leur compatibilité avec la peau et les muqueuses est dûment avérée, ainsi que celle avec les préservatifs.

Tous les lubrifiants de la gamme Satisfyer Men répondent aux exigences strictes de la directive européenne 93/42 CEE relative aux dispositifs médicaux et à celles de la loi allemande relatives aux dispositifs médicaux.

Les lubrifiants Satisfyer Men sont formulés à base d'eau. Ils se lavent par conséquent facilement avec de l'eau, ne laissent pas de résidus et ne collent pas sur la peau. Ils sont parfaitement adaptés à tous les produits Satisfyer Men, mais ils peuvent également être utilisés avec tous types de sextoys ou pendant les rapports sexuels.

Pourquoi utiliser un lubrifiant ?

Grâce à l'utilisation d'un lubrifiant, votre Satisfyer Men pénètre facilement et tout en douceur. La lubrification vous permet de pénétrer rapidement dans la coque souple et de profiter au mieux de votre sextoys. Le lubrifiant procure une sensation réaliste et un pouvoir lubrifiant intense. Sa formule incolore et au goût neutre vous permet de prendre du plaisir naturellement.



Application du lubrifiant Satisfyer Men

Le flacon pratique vous permet de doser facilement la quantité de produit. Appliquez une noisette de lubrifiant sur votre pénis et une petite quantité sur votre sextoys. Répartissez le lubrifiant uniformément sur votre pénis en érection et pénétrez doucement dans le masturbateur.

Pendant les rapports sexuels, appliquez également une quantité suffisante de lubrifiant sur votre pénis, sur le préservatif déroulé sur le pénis en érection, ou encore sur le corps de votre partenaire. Puis, étalez-le avec vos doigts. Il est recommandé de se laver soigneusement les mains avant et après utilisation.

Si vous utilisez un préservatif, veuillez impérativement respecter les instructions d'utilisation fournies dans le mode d'emploi du préservatif.



Comment retirer le lubrifiant Satisfyer Men

Les lubrifiants de la gamme Satisfyer Men peuvent être retirés avec de l'eau sans laisser le moindre résidu, que ce soit sur votre peau, sur vos muqueuses ou sur votre sextoys. Par souci d'hygiène, vous devez nettoyer votre sextoys avant et après chaque utilisation. Le spray désinfectant Satisfyer Men Désinfectant Spray est parfaitement recommandé pour cet usage.

Informations supplémentaires relatives à une utilisation pendant vos rapports sexuels

Contraception et protection contre les infections

Nos lubrifiants Satisfyer Men ne sont pas des contraceptifs, ils ne contiennent pas d'agents spermicides et ne protègent pas contre les infections.

Si vous souhaitez tomber enceinte

Si vous souhaitez tomber enceinte, les gynécologues recommandent d'utiliser les lubrifiants avec parcimonie ou, pour plus de sécurité, de ne pas en utiliser du tout, car ils peuvent rendre la conception plus difficile.

Autres informations relatives aux incompatibilités

Avant d'appliquer le produit, si vous souhaitez vous informer sur les intolérances éventuelles (par exemple, les substances allergènes), consultez l'étiquette du produit à la rubrique « Ingrédients (INCI) ». En cas d'irritation cutanée, veuillez retirer le produit comme décrit et, au besoin, consulter votre médecin.



Ingrédients

Eau, glycérine, hydroxyéthylcellulose, phénoxyéthanol, allantoin, acide benzoïque



Fabricant

Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Allemagne

