

# Satisfyer

## Kasutusjuhend Satisfyer – Gentle Classic libestid

### Satisfyeri libestid

Satisfyeri libestid on tooted, mis on mõeldud nahal kasutamiseks. Nende koostis on õli- ja rasvavaba ning nende suurepärase libestamisomadused toimivad pikaajaliselt.

Satisfyeri libestid on veepõhised. See tähendab seda, et neid on hõlbus eemaldada ning need ei jäta nahale jääke ega kleepuvat tunnet. Need sobivad ideaalselt kõigi Satisfyeri toodetega. Samuti võib neid kasutada teiste leludega või seksuaalvahekorra ajal.

### Nii mõjuvad libestid

Libestid muudavad Satisfyeri kasutamise lihtsaks ja sujuvaks. Silikoonist aplikaator liibub pehmelt sinu intiimsete piirkondade ümber ja võimaldab sulle ideaalse asetusega maksimaalset naudingut. Tänu värvitule, maitsetule ja lõhnatule koostisele püsib sinu tähelepanu peamisel ja sa saad täielikult oma rahuldamisele keskenduda.



### Satisfyeri libestite kasutamine

Praktilisest pudelikesest on hõlbus doseerida. Tilgutage veidi libestit oma kliitorile ja Satisfyeri silikoonist aplikaatorile. Hõõruge libestit soovitud kehaosadele.

Vahekorra ajal hõõruge piisavalt libestit kehaosale või erekteerunud peeniselt mahatõmmatud kondoomile ja ajage see sõrmedega ühtlaselt laiali. Soovitame enne ja pärast kasutamist käed põhjalikult pesta. Kondoomi kasutamisel järgige kindlasti kondoomi kasutusjuhendi juhiseid.



### Satisfyeri libestite eemaldamine

Satisfyeri sarja libesteid saab veega maha pesta jääke jätmata – kas siis nahalt, limaskestadelt või sinu lelult. Hügieenilistel põhjustel peaksid oma lelu enne ja pärast iga kasutust puhastama. Selleks sobib ideaalselt Satisfayeri Disinfectant Spray.

### Muud juhised kasutamiseks seksuaalvahekorra ajal

#### Raseduse ärahoidmine ja nakkuste ennetamine

Satisfyeri libestid ei ole rasedust vastased vahendid, need ei sisalda spermitsiididel põhinevaid toimeaineid ega paku infektsioonide ennetamist.

### Kui on soov last saada

Kui soovite last saada, soovitavad günekoloogid libesteid minimaalselt kasutada või ohutuse huvides kasutamisest hoiduda, kuna need võivad viljastumist pärssida.

### Muud juhised talumatuse korral

Talumatuse korral, nt allergiat põhjustavad ained, tuleb endale enne kasutamist selgeks teha toote märgistus, mille leiате koostisosade „Ingredients (INCI):“ alt. Nahaärrituste esinemisel eemaldage toode nahalt, nagu kirjeldatud, ja konsulteerige vajadusel arstiga.



### Koostisosad

vesi, glütseriin, hüdroksüetüültselluloos, kaaliumsorbaat, naatriumbensoaad, sidrunhape



EXCLUSIVE DISTRIBUTION BY:

Internetmarketing Bielefeld GmbH

Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Saksamaa



CE